

**TANITA®**  
Monitoring Your Health

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**HS-302**



## Nazwa części



## Warunki korzystania

### 2. Przed użyciem

Bateria słoneczna powinna być ustawiona w nasłonecznionym miejscu. Jeżeli światło będzie za słabe, na ekranie może pojawić się komunikat „LO”. W takim przypadku wagę należy ustawić w jaśniejszym miejscu.

### 3. Konfiguracja skali

Jeżeli waga jest używana po raz pierwszy, lub jest przenoszona w nowe miejsce, należy użyć przycisku resetującego, następnie należy upewnić się czy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „0.0”. Gdy komunikat „0.0” pojawi się na wyświetlaczu, można wejść na wagę.

- należy sprawdzić czy na wyświetlaczu pojawiło się „0.0”. Jeżeli na ekranie widoczny jest inny znak, należy użyć przycisku resetującego.
- następnie należy wejść na wagę, na wyświetlaczu wyświetli się masa
- po zejściu z wagi, na wyświetlaczu ponownie pojawia się „0.0”. Jeżeli po zejściu z wagi widoczny jest inny znak, poprzednie odczyty mogą być błędne. Należy zresetować wagę i powtórzyć pomiar.

#### 4. Środki ostrożności

- podczas korzystania z przycisku „Reset”, należy lekko go wcisnąć. Jeżeli dłonią dotkniemy platformy podczas resetowania na wyświetlaczu może pojawić się „-0.2” lub „-0.4”. W takim przypadku należy ponownie użyć przycisku reset i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się „0.0”
- wagi nie wolno resetować podczas przenoszenia
- należy uważać aby przycisk „reset” nie był w kontakcie ze ścianą lub innymi obiektami
- należy uważać aby nie stosować wody, ani środków chemicznych w pobliżu wagi
- wagę można przecierać zwilżoną ściereczką
- w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się „OL”, oznacza to że obciążenie wagi zostało przekroczone
- maksymalne obciążenie wagi wynosi 150kg