






# Porównanie modeli

## Wagi niemowlęce

	 <b>seca 376</b> CE 0123 CE 0109	 <b>seca 336</b> CE 0123 CE 0109	 <b>seca 834</b> CE 0123 CE 0109	 <b>seca 745</b> CE 0123 CE 0109
				
	Elektroniczna waga niemowlęca z bezprzewodową transmisją danych z szalką pomiarową w kształcie muszli i wyświetlaczem LCD.	Elektroniczna waga niemowlęca ze wzrostomiarką i praktycznym uchwytem do mobilnego użytku.	Elektroniczna waga ze zdejmowaną szalką do ważenia niemowląt w pozycji leżącej lub dzieci w pozycji stojącej.	Mechaniczna waga niemowlęca z przesuwanymi odważnikami i wyprofilowaną szalką.
<b>Dane techniczne</b>				
Nośność	20 kg	15 kg	20 kg	16 kg
Podziałka	5 g < 7,5 kg > 10 g	10 g	10 g < 10 kg > 20 g	10 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	620 x 190 x 358 mm	638 x 115 x 300 mm	552 x 156 x 332 mm	550 x 180 x 290 mm
Wymiary powierzchni wagowej (szer. x wys. x gł.)	615 x 130 x 275 mm	595 x 50 x 255 mm	525 x 80 x 250 mm	550 x 110 x 270 mm
Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.)			280 x 65 x 235 mm	
Zakres pomiaru wzrostomiarki		35-80 cm / podziałka 1 mm		
Waga własna	3,7 kg	3,4 kg	2,5 kg	6,4 kg
Zasilanie	Baterie, zasilacz opcjonalnie	Baterie, zasilacz opcjonalnie	Baterie	
Klasa dokładności	III	III	III	III
<b>Funkcje/Akcesoria</b>				
TARA	•	•	•	
BMIF	•		•	
HOLD	•	•	•	
Auto-HOLD	•			
Auto-CLEAR	•			
Przełączanie zakresów ważenia			•	
Automatyczna zmiana zakresów ważenia	•			
Ustawiana amortyzacja	•			
Ustawienie punktu zerowego				•
Aktywacja sygnałów dźwiękowych	•			
RESET	•			
Automatyczne wyłączenie	•	•	•	
Interfejs RS232				
Zastosowanie z RS232	•			
SEND/Auto-SEND	•			
PRINT/Auto-PRINT	•			
<b>Opcjonalnie</b>				
Wzrostomierz/podkładka pomiarowa	seca 233	seca 232	seca 417	
Ogranicznik głowy i stóp	seca 418	seca 419		
Przewód do interfejsu				
Zasilacz	seca 447	seca 447		
Walizka/torba transportowa		seca 428	seca 413, seca 414	
<b>Obszar zastosowania</b>				
Do mobilnego użytku		•	•	
<b>Kompatybilność z</b>				
seca 360° wireless	seca 466, seca 465, seca 456, seca analytics 115, seca emr flash 101			
<b>Nr Art.</b>	376 7021 288	336 7021 284	834 7021 284	745 7021 009